

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курган (3522)50-90-47  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саранск (8342)22-96-24  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

fkс@nt-rt.ru || <https://fotek.nt-rt.ru>

**Аксессуары для кавитационных  
ультразвуковых хирургических аппаратов  
EP201.2, EP207.2, AA207.5, AA211.5, AA208.5,  
AA201.5, AA202.5, AA202.6, AA108-2, AA108-4,  
AA109, AA109-1, AA112.1, AA114.1, AA113.1, AA127.1,  
AA122.1, AA116, AA126 и др.  
Техническое описание**

# Узел акустический ультразвуковой AA201.5 для обработки гнойных ран

ACCESSORIES FOR ULTRASONIC CAVITATION SYSTEM  
Ultrasonic handpiece AA201.5 for wound debridement



## Узел акустический ультразвуковой AA201.5 Пример комплектации


Ultrasonic handpiece AA201.5  
Configuration example

В состав комплектации входит:

- AA201.5 Узел акустический ультразвуковой
- AA112.1 Инструмент ультразвуковой сменный
- AA116 Ручка для акустического ультразвукового узла

Set includes:

- AA201.5 Ultrasonic handpiece
- AA112.1 Ultrasonic replaceable tip
- AA116 Handle for fixing ultrasonic replaceable tip



Узел акустический ультразвуковой  
с возможностью установки сменного инструмента  
Ultrasonic handpiece, tips of different shapes can be used



Области применения:

- обработка гнойных ран глубиной до 10 см
- лекарственный фонофорез

Application:

- debridement of purulent wounds up to 10 cm deep
- phonophoresis

# Аксессуары для ультразвукового акустического узла AA201.5



## ACCESSORIES FOR ULTRASONIC CAVITATION SYSTEM Accessories for ultrasonic handpiece AA201.5

Инструмент ультразвуковой сменный  
«Подковка»

Область применения:

- гнойные раны глубиной до 10 см

Ultrasonic tip with irrigation channel  
«Hoof»

Application:

- wound debridement up to 10 cm deep



AA112.1

Инструмент ультразвуковой сменный  
«Лопатка»


Область применения:

- гнойные раны глубиной до 10 см

Ultrasonic tip with irrigation channel  
«Spatula»

Application:

- wound debridement up to 10 cm deep



AA114.1

Инструмент ультразвуковой сменный  
«Шарик»

Область применения:

- гнойные раны глубиной до 10 см

Ultrasonic tip with irrigation channel  
«Ball»

Application:

- wound debridement up to 10 cm deep



AA113.1

Инструмент ультразвуковой сменный  
«Диск» с ирригацией

Область применения:

- лекарственный фонофорез

Ultrasonic tip with irrigation channel  
«Disk»

Application:

- phonophoresis



AA127.1

Инструмент ультразвуковой сменный  
«Диск»

Область применения:

- лекарственный фонофорез

Ultrasonic tip without irrigation channel  
«Disk»

Application:


- phonophoresis



AA122.1

Ключ для фиксации ультразвуковых  
сменных инструментов

Key for fixing ultrasonic replaceable tips



AA102

Ручка для акустического  
ультразвукового узла

Handle for ultrasonic handpiece



AA116

Набор шайб для сменных  
ультразвуковых инструментов (5 шт.)

Replaceable shims set (5 pcs)



AA126

# Ультразвуковые акустические узлы с защитными кожухами

AUTOCLAVE  
134 °C

## ACCESSORIES FOR ULTRASONIC CAVITATION SYSTEM

### Ultrasonic handpieces with protective covers

Узел акустический ультразвуковой с защитным кожухом

Области применения:

- обработка гнойных ран глубиной до 20 см
- внутриматочные санации при послеродовом эндометрите

Ultrasonic handpiece with protective cover

Application:

- debridement of purulent wounds up to 20 cm deep
- uterine cavity sanitation in case of postpartum endometritis



AA207.5

Узел акустический ультразвуковой с защитным кожухом

Области применения:

- внутриматочные санации при остром и хроническом эндометрите

Ultrasonic handpiece with irrigation with protective cover

Application:

- uterine cavity sanitation in case of acute and chronic endometritis



AA211.5

Узел акустический ультразвуковой со сменным защитным кожухом


Области применения:

- инфекционно-воспалительные заболевания вульвы, влагалища, шейки матки, полости матки
- инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов

Ultrasonic handpiece with irrigation with replaceable protective cover

Application:

- infectious and inflammatory diseases of vulva, vagina, cervix, uterus
- infectious and inflammatory diseases of the upper respiratory tract



AA208.5

# Ультразвуковые акустические узлы с защитными кожухами

AUTOCLAVE  
134 °C

## ACCESSORIES FOR ULTRASONIC CAVITATION SYSTEM

### Ultrasonic handpieces with protective covers

Кожух сменный для ультразвукового акустического узла AA208.5

Области применения:

- ультразвуковое орошение воспаленных тканей

Replaceable cover for ultrasonic handpiece AA208.5

Application:

- ultrasonic irrigation of inflamed tissues



AA108-2

Кожух сменный для узла акустического ультразвукового с соединителем «Рекорд»  
Для узла AA208.5

Области применения:

- промывание цервикального канала, полости матки (через урологический катетер)
- промывание верхнечелюстных пазух (через иглу Куликовского)

Replaceable cover for ultrasonic handpiece AA208.5 type «Record»

Application:

- lavage of cervical canal, uterine cavity (through urological catheter)
- lavage of maxillary sinuses (through Kulikovsky's needle)



Кожух AA108-4 и игла Куликовского

Set: replaceable cover AA108-4 and Kulikovsky's needle



Кожух AA108-4 и отрезок урологического катетера в сборе

Set: replaceable cover AA108-4 and urological catheter

AA108-4

Катетеры урологические 10 Ch/Fr  
для кожуха AA108-4, одноразовые, APEXMED  
60 шт./упак.

Области применения:

- промывание цервикального канала, полости матки

Urological catheter 10 Ch/Fr  
using with replaceable cover AA108-4, disposable, APEXMED  
60 pcs/pack

Application:

- lavage of cervical canal, uterine cavity



Стерильно  
Sterile

AA109

Катетеры урологические 12 Ch/Fr  
для кожуха AA108-4, одноразовые, APEXMED  
60 шт./упак.

Области применения:

- промывание цервикального канала, полости матки

Urological catheter 12 Ch/Fr  
using with replaceable cover AA108-4, disposable, APEXMED  
60 pcs/pack

Application:

- lavage of cervical canal, uterine cavity



Стерильно  
Sterile

AA109-1



# Узел акустический ультразвуковой AA202.5 для лечения тонзиллита (ЛОР)

## ACCESSORIES FOR ULTRASONIC CAVITATION SYSTEM

### Ultrasonic handpiece AA202.5 for tonsillitis treatment (ENT)

**AA202.6** Узел акустический ультразвуковой с возможностью установки сменного инструмента

Ultrasonic handpiece with irrigation, tips of different shapes can be used

**AA124** Сменный кожух для ультразвукового акустического узла  
Replaceable cover for ultrasonic handpiece

**AA125.1** **AA125.2** **AA125.3** Наконечники (апликаторы) сменные для подключения к кожуху (3 размера)

Replaceable applicators, connection to AA124 cover (3 sizes)



Узел акустический ультразвуковой со сменным защитным кожухом

В комплекте с аппликаторами малого, среднего и большого размеров

Области применения:

- промывание миндалин при хроническом тонзиллите

Ultrasonic handpiece with protective cover

Small, medium and large applicators are included

Application:

- lavage in case of chronic tonsillitis



Узел акустический ультразвуковой с возможностью установки сменного инструмента

Области применения:

- промывание миндалин при хроническом тонзиллите;
- лекарственный фонофорез небных миндалин и задней стенки глотки

Ultrasonic handpiece, tips of different shapes can be used

Application:

- tonsils lavage in case of chronic tonsillitis
- palatine tonsils and posterior pharyngeal wall phonophoresis



AUTOClave  
134 °C

# Ультразвуковые инструменты и аксессуары для ультразвукового акустического узла AA202.6



## ACCESSORIES FOR ULTRASONIC CAVITATION SYSTEM

### Ultrasonic tips and accessories for ultrasonic handpiece AA202.6

Инструмент ультразвуковой сменный  
«Диск» без ирригации

Область применения:

- лекарственный фонофорез небных миндалин и задней стенки глотки

Ultrasonic tip without irrigation channel  
«Disk»

Application:

- palatine tonsils and posterior pharyngeal wall phonophoresis



AA122.1

Инструмент ультразвуковой сменный  
«Цилиндр»

Область применения:

- промывание миндалин при хроническом тонзиллите

Ultrasonic tip with irrigation channel  
«Cylinder»

Application:

- lavage in case of chronic tonsillitis



AA123

Кожух сменный для ультразвукового акустического узла AA202.6

Область применения:

- промывание миндалин при хроническом тонзиллите

Replaceable cover for ultrasonic handpiece AA202.6

Application:

- lavage in case of chronic tonsillitis



AA124

Шланг аспирационный для кожуха AA124  
Диаметр Ø 5 мм, длина 0.2 м

Suction tubing for AA124 cover  
Diameter Ø 5 mm, length 0.2 m



AA103.3



small

Химическая стерилизация  
Chemical sterilization

Наконечник (апликатор) сменный для подключения к кожуху AA124  
Типоразмер 3 (малый)

Replaceable applicator, connection to AA124 cover Type 3 (small)

AA125.3



medium

Химическая стерилизация  
Chemical sterilization

Наконечник (апликатор) сменный для подключения к кожуху AA124  
Типоразмер 2 (средний)

Replaceable applicator, connection to AA124 cover Type 2 (medium)

AA125.2



large

Химическая стерилизация  
Chemical sterilization

Наконечник (апликатор) сменный для подключения к кожуху AA124  
Типоразмер 1 (большой)

Replaceable applicator, connection to AA124 cover Type 1 (large)

AA125.1

Ключ для фиксации ультразвуковых сменных инструментов

Key for fixing ultrasonic replaceable tips



AA102

Ручка для акустического ультразвукового узла

Handle for ultrasonic handpiece



AA116

Набор шайб для сменных ультразвуковых инструментов (5 шт.)

Replaceable shims set (5 pcs)



AA126

# Аксессуары для ирригации

## ACCESSORIES FOR ULTRASONIC CAVITATION SYSTEM

### Irrigation accessories

#### Схема подключения Connection scheme



\*AA118 препятствует попаданию жидкости из обрабатываемой полости пациента в ирригационный канал акустического узла и инфузионную систему  
\*AA118 prevents back flow from patient's cavity into irrigation ultrasonic handpiece channel and infusion lines

AUTOCLAVE  
134°C



Переходник-адаптер для подключения ирригационной магистрали к узлу

Adapter to connect Infusomat Space Line to ultrasonic handpiece

AA121



Коннектор с возвратным клапаном  
B. Braun, одноразовые  
50 шт. в упаковке

Back-check valve,  
B. Braun, disposable  
50 pcs/pack  
REF 4094000N

Стерильно  
Sterile

AA118

Стерильно  
Sterile



Инфузионная система «Инфузомат» (Infusomat)  
B. Braun, одноразовые  
100 шт. в упаковке

Infusomat Space Line  
B. Braun, disposable  
100 pcs/pack  
REF 8700036SP

AA120



# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАВИТАЦИОННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО АППАРАТА

## Аксессуары для аспирации

ACCESSORIES FOR ULTRASONIC CAVITATION SYSTEM

Suction accessories

AUTOCLAVE  
134 °C

AUTOCLAVE  
121 °C



Банка для аспирации с крышкой  
2л, пластик, устройство защиты от переполнения,  
автоклавируемая

Suction jar, 2 l, overflow protection

EH370



Набор шлангов для аспирации  
Диаметр Ø 6 мм, длина 0.9 м и 2 м

Suction tubings  
Diameter Ø 6 mm, lengths 0.9 m and 2 m


AA103.1



Аспирационный шланг  
Диаметр Ø 6 мм, длина 2 м

Suction tubing  
Diameter Ø 6 mm, length 2 m


AA103.2



Наконечники аспирационные  
Одноразовые, Dispodent,  
100 шт. в упаковке

Suction nozzles  
Dispodent, disposable  
100 pcs/pack


AA117-1



Наконечник аспирационный  
(гинекологический) с фиксатором

Suction nozzle (gynecological)  
with retainer

AA103-1



Наконечник аспирационный  
(хирургический) без фиксатора

Suction nozzle (surgical)

AA103-2

# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАВИТАЦИОННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО АППАРАТА

## Педали

ACCESSORIES FOR ULTRASONIC CAVITATION SYSTEM  
Footswitches



Педаль двухклавишная  
Double-pedal footswitch

EP207.2



Педаль одноклавишная  
Single-pedal footswitch

EP201.2



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курган (3522)50-90-47  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саранск (8342)22-96-24  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

fkс@nt-rt.ru || <https://fotek.nt-rt.ru>

# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАВИТАЦИОННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО АППАРАТА

## Стойки передвижные для ультразвуковых хирургических кавитационных аппаратов

ACCESSORIES FOR ULTRASONIC CAVITATION SYSTEM

Trolleys for ultrasonic cavitation system



Держатель УЗ узла  
Ultrasonic handpiece holder



Стойка передвижная с одной колонной,  
с принадлежностями для ультразвукового  
кавитационного аппарата ACTITON  
без функции аспирации

Trolley for ACTITON  
without suction function

EH395-6



Держатель УЗ узла  
Ultrasonic handpiece holder



Держатель  
аспирационного шланга  
Suction tubing holder



Аспирационная банка  
с держателем  
Suction jar with holder



Стойка передвижная с одной колонной,  
с принадлежностями для ультразвукового  
кавитационного аппарата ACTITON-A  
с функцией аспирации

Trolley for ACTITON-A  
with suction function

EH395-7